



Soft Care® Des E Spray

H5

Alkoholbaseret hånddesinfektionsmiddel

Beskrivelse

Soft Care Des E Spray er et alkoholbaseret hånddesinfektionsmiddel, som anvendes ufortyndet og er specielt velegnet til anvendelse i hygiejnesluser m.m.

Egenskaber

- Soft Care Des E Spray er et hånddesinficerende middel, baseret på ethanol. Ethanol er yderst effektive desinficerende stoffer og som følge deraf særdeles effektiv mod hudens mikroorganismer. Produktet indeholder desuden fugtgivende stoffer og fremragende hudplejende ingredienser. Derfor kan produktet anvendes på områder, hvor der er behov for hyppig hånddesinfektion.
- Soft Care Des E Spray er uden parfume, hvilket udelukker risikoen for at forurene fødevarer og gør den derfor velegnet til brug i fødevarerektoren.
- Soft Care Des E Spray er formuleret i henhold til det europæiske kosmetikdirektiv og er sikker at anvende, når den håndteres i henhold til instruktionen

Fordele

- Indeholder ethanol - et meget effektivt desinfektionsmiddel
- Velegnet til hygiejnesluser
- Uden parfume (velegnet til anvendelse i fødevarerindustrien)
- Indeholder fugtgivende stoffer (forebygger tør og irriteret hud)
- Tynd væske velegnet til spraypåføring

Brugsanvisning

Påfør 3 ml hånddesinfektion på hænderne og grib i mindst 60 sekunder.



**Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*



Soft Care® Des E Spray

H5

Tekniske data

Udseende: Klar væske

pH (Konc): 7

Vægtfylde [20° C]: 0.86

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Soft Care MED opbevares i temperaturintervallet >-6°C til <40°C. Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Mikrobiologisk information

PLEASE TRANSLATE Soft Care Des E Spray passes the following tests when applying 5 ml, for 15 seconds. • EN 1500: Escherichia coli • EN 14476: Murine Norovirus (clean conditions), Influenza A virus H1N1 (Swine flu) (PBS) • EN 1275: Candida Albicans Soft Care Des E Spray passes the following tests when applying 3 ml, for 30 seconds. • EN 1500 and DGHM: Escherichia coli • EN 1276: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa (clean conditions) • EN 13727: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli K12, Pseudomonas aeruginosa (clean conditions) • EN 14476: Murine Norovirus; Bovine viral; Diarrhoe virus; Vaccinia virus elstree; Influenza A virus H3N8 - Avian (clean conditions) • EN 14348: Mycobacterium terrae (clean conditions) • EN 13624: Candida albicans (clean conditions) • EN 1650: Candida albicans (clean conditions) • EN14476 (clean conditions, 15 seconds).